



Farad 2屏蔽箱是电化学实验的必备设备。设计优良，用于屏蔽阻挡外部电磁噪声，可以将所有电化学电解池（电极、容器、等）牢固放置在屏蔽箱内。内部宽敞，很容易搭建电子部件或系统。

### 技术规格

#### 尺寸

总体	300W * 398H * 300D mm
窗口	100W * 300H mm

#### 材料

外部	粉末涂层钢
内部	粉末涂层钢与Teflon®涂层底部
窗口	精细不锈钢网嵌入亚克力板

#### 出口

开孔数量	2
尺寸	10mm直径
位置	背面的右部

#### WonATech Co., Ltd.

7 Neunganmal 1-gil, Seocho-gu., Seoul, 06801, Korea  
 Tel) +82-2-578-6516, Fax) +82-2-576-2635  
 e-mail: sales@wonatech.com  
 website : www.wonatech.com | www.zivelab.com

#### 上海安赞商贸有限公司

上海市美艾路198号10-102室  
 Tel: +86-21-5275 1994 Fax: +86-21-5275 3613  
 Email: info@anzinc.com  
 Web: www.anzinc.com