



UEH1型通用电极支架，设计用于夹持各种尺寸的电极。UEH1有4个孔用来夹持电极，其中三个孔可以通过螺丝调节孔的尺寸。孔的直径从1.6mm到10mm直径。底板材料为Teflon®，具有非常高的耐化学腐蚀性，白色的材质可以帮助用户轻易识别出实验过程中样品的微小变化。

技术规格

最大开孔尺寸	$\Phi 10 * 1$ 个 $\Phi 9.6 * 1$ 个 $\Phi 6.2 * 1$ 个 $\Phi 1.6 * 1$ 个
最大高度	150mm
材料	Teflon® & 不锈钢



(电极不包含在内)

选配件

1. 玻璃电解池, Pyrex®, 20ml (10个/包)	GV20
2. 玻璃电解池, Pyrex®, 50ml (5个/包)	GV50
3. 玻璃电解池, Pyrex®, 100ml (2个/包)	GV100
4. 玻璃电解池, Pyrex®, 200ml (1个/包)	GV200

WonATech Co., Ltd.

7 Neunganmal 1-gil, Seocho-gu., Seoul, 06801, Korea
 Tel) +82-2-578-6516, Fax) +82-2-576-2635
 e-mail: sales@wonatech.com
 website : www.wonatech.com | www.zivelab.com

上海安赞商贸有限公司

上海市美艾路198号10-102室
 Tel: +86-21-5275 1994 Fax: +86-21-5275 3613
 Email: info@anzinc.com
 Web: www.anzinc.com