


Photoelectrochemical Cell Kit

- 特别设计用于表征光照条件下的电极材料
- 适用于**2-或3-电极**测试
- 电解池之间的附件可以互换
- 密封电解池
- 耐化学腐蚀的**PEEK**材料电解池体
- 铂丝线圈作为对电极



PCELL1 - 标准型




电解池类型

PCELL1- 标准型号	PCELL2	PCELL3
--------------	--------	--------

- 标准型
- 一个光学窗口安装在电解液腔的前面

- 两个光学窗口面对面
- 适用于用透明电极进行吸收测量

- 带样品支架的电解池组件
- 小样本可以固定在电解液腔内



技术规格

材料	电解池体: PEEK 光学窗口: 石英玻璃 其它: SUS 304, Viton O形圈	样品尺寸	PCELL1&2 宽度: >25mm 高度: 25~62mm	PCELL3 宽度: <18mm 高度: <22mm
光学窗口直径	18mm	对电极	铂丝线圈 (内含部件)	
电解池尺寸	74.3x40x110mm(WxDxH) (PCELL1)	参比电极	6mm外径 提供电极 (选购)	
电解液容积	最多6ml (PCELL1)			