



平板电解池组件(FCK2)设计用于评价板状材料，例如金属取样片，半导体板等。通过旋钮将试样板材固定在样品支架上，最大可容纳300ml样品容积。提供水浴夹套式平板电解池组件。

提供一块石墨板放置在电解池的一侧作为对电极。组件内含一根鲁金毛细管，而参比电极需要单独购买。也可以用一根铂丝替代石墨板作为对电极，铂丝穿过电解池上的任一端口。

用户可以选用PTC2或PTC2型片状样品电解池组件用于小容积中，请参见PTC1 & PTC2产品介绍。

### 特点

- 理想适用于平板样品测试
- 容易操作使用
- 快速方便拆装
- 可拆卸式对电极
- 2个开放区域

### 应用

- 极化测试
- 电偶腐蚀
- 电化学噪声测量
- EIS测量
- 循环伏安测试

## 技术规格

样品测试面积		
一面		1 cm <sup>2</sup>
另一面		5 cm <sup>2</sup> , 通常用于对电极 或1 cm <sup>2</sup> , 按要求定制
样品厚度		最大10 mm
电解池容积		300 ml
工作温度		最高90°C
材料		
电解池体		Pyrex®
电解池两端		聚碳酸酯
O形圈		Viton®

## 内含部件

- |          |       |
|----------|-------|
| 1. 石墨板   | GR001 |
| 2. 鲁金毛细管 | G0102 |

## 选购件

- |                 |        |
|-----------------|--------|
| 1. 饱和甘汞参比电极     |        |
| - 9mm外径, KT玻璃熔接 | KS1001 |
| 2. Ag/AgCl参比电极  |        |
| - 9mm外径, KT玻璃熔接 | KS1004 |



水浴夹套式 WFCK2

### WonATech Co., Ltd.

7 Neunganmal 1-gil, Seocho-gu., Seoul, 06801, Korea  
Tel) +82-2-578-6516, Fax) +82-2-576-2635  
e-mail: sales@wonatech.com  
website : www.wonatech.com | www.zivelab.com

### 上海安赞商贸有限公司

上海市美艾路198号10-102室  
Tel: +86-21-5275 1994 Fax: +86-21-5275 3613  
Email: info@anzinc.com  
Web: www.anzinc.com