




소프트웨어 특징


- CV, 타펠 등 전기화학 데이터 분석용 소프트웨어
- 타펠 분석 기능
 - 초기값 추정
 - 자동 피팅
 - 부식 속도 계산
- Linear polarization 자동 피팅 및 분석 기능
- 피크 찾기 기능
- 다양한 그래프 기능 지원
- Simple math, interpolation, smoothing, (semi) derivative, (semi) integral 등 다양한 분석 기능
- 레포트 기능
- 타사 장비 데이터 파일 분석 가능 (라이선스 필요)
- 원아테크 데이터 형식에 대한 분석은 라이선스 구매없이 분석 가능




타펠 피팅



타펠 분석 그래프




CV 그래프




Linear polarization 피팅




Linear polarization 분석 그래프



피크 찾기



전압/전류/온도 vs. 시간 그래프



3차원 그래프

