


# DDPCH


## 복합 방향 고전류 파워치 셀 홀더

### 복합 방향 고전류 파워치 셀 홀더


- Knob 타입으로 파워치 셀을 손쉽게 고정할 수 있음
- 4핀 방식은 Kelvin probe로 고전류 응용시 전압 강하 최소화
- 양방향 및 단방향 측정 가능
- 에폭시 재질로 내화학성, 내열성 우수
- 맞춤형 사이즈 가능



셀 크기 - 단방향



셀 크기 - 양방향



(주)원아테크  
서울시 서초구 능안말 1길 7  
우편번호 : 06801  
전화 : 02-578-6516  
팩스 : 02-576-2635  
이메일 : sales@wonatech.com  
웹사이트 : www.wonatech.com

