


# 평판 시편 홀더

## 특징

### 부식 셀 용 평판 시편 홀더



평판 시편 홀더(FSH2 & FSH15)는 CCK 1, WCCK1, CCK05, WCCK05 부식 셀 키트 용입니다.  
 \*다른 CCK 시리즈는 이 시편 홀더와 함께 구성할 수 없습니다.  
 이 홀더를 사용하면 평판 샘플을 사용하여 부식 시편을 더 편리하게 제작할 수 있습니다.  
 활성 면적에 따라 두 가지 유형의 평판 시편 홀더를 제공합니다.



## 제품 번호

Flat Specimen Holder	제품 번호
활성 면적 : 11.28mm dia. 샘플 크기 : 15.5mm~22mm dia. 두께 : 0.3~5.8mm	FSH2
활성 면적 : 15mm dia. 샘플 크기 : 18.5mm~25mm dia. 두께 : 0.3~5.8mm	FSH15



(주)원아테크  
 서울시 서초구 능안말 1길 7  
 우)06801

전화: 02-578-6516 팩스: 02-576-2635

이메일 sales@wonatech.com

공식웹: www.wonatech.com | ZIVELAB웹: www.zivelab.com | 온라인장터웹: www.electrochemistry.co.kr | 수입품웹: www.qrins.com