




# PCJ1 단채널 파우치 셀 지그

## 4핀 레버형 범용 셀 지그

- 클램프 레버를 사용하여 파우치 셀을 쉽게 고정할 수 있음
- 4핀 방식은 Kelvin probe로 고전류 응용시 전압 강하 최소화
- 넓은 접촉 면적
- 사이클러 또는 Potentiostat/Galanostat용 바나나 커넥터 판넬
- 최대 전류 : 10A
- 단자 폭 조정이 가능



바나나 소켓 패널 및 클램프 레버



**WonA**Tech

(주)원아테크  
서울시 서초구 능안말 1길 7  
우편번호 : 06801  
전화 : 02-578-6516  
팩스 : 02-576-2635  
이메일 : sales@wonatech.com  
웹사이트 : www.wonatech.com

