


백금 전극

특징

백금판 전극: 전극 rod는 유리관 내부에 위치
부식 실험에 적합
길이 : 150mm
유리관 외경 : 6mm



공급 가능한 크기


전극 유형	활성 영역	제품 번호
Pt Plate	1cm ²	PFL1
	4cm ²	PFL4
	5cm ²	PFL5



백금판 전극

특징

백금 거즈 전극: 벌크 전기분해용 백금 거즈 전극
50 mesh
제품 번호 : PGE



백금 거즈 전극