



UCJ1A 단채널 범용 셀 지그

4핀 레버형 범용 셀 지그

- 클램프 레버를 사용하여 원통형 또는 코인 셀을 쉽게 고정할 수 있음
- 4핀 방식은 Kelvin probe로 고전류 응용시 전압 강하 최소화
- 넓은 접촉 면적
- 사이클러 또는 Potentiostat/Galanostat용 바나나 커넥터 판넬
- 최대 전류 : 10A
- 높이 조절 가능, 최대 높이 100 mm



바나나 소켓 패널 및 높이 눈금자



WonATech

(주)원아테크
서울시 서초구 능안말 1길 7
우편번호 : 06801
전화 : 02-578-6516
팩스 : 02-576-2635
이메일 : sales@wonatech.com
웹사이트 : www.wonatech.com

